



# GIMA

### Borsa acqua calda bilamellata

#### Istruzioni per l'uso

Per assicurarne una lunga durata consigliamo di seguire le seguenti indicazioni, Non utilizzare acqua bollente e riempire la borsa solo ai  $\frac{3}{4}$  della capacità, Prima di chiudere con il tappo fare fuoriuscire il vapore, Asciugare la borsa e tenere lontano da fonti di calore

#### Indicazioni per un uso sicuro della borsa acqua calda

Riempire con acqua a temperatura non superiore ai 45 gradi - Evitare di comprimere durante l'uso la borsa - La temperatura alla quale va conservata la borsa è tra i 10 e 27 gradi centigradi - Controllare sempre prima dell'utilizzo lo stato generale della gomma, avvitamento corretto del tappo e tenuta generale. Evitare di tenere la borsa a contatto diretto con la pelle, ma inserirla in un contenitore di stoffa. E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

**MD**

Dispositivo medico  
Medical Device  
Dispositif médical  
Medizinprodukt  
Ιατροτεχνολογικό προϊόν  
Producto sanitario  
Dispositivo médico

Scadenza  
Expiry  
Date limite  
Frist  
διορία  
Fecha tope  
Prazo de entrega




28600-M-Rev.1.10.21

**REF 28600**

**LOT 000012**



8 023279 286007



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



Gima S.p.A  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in China



S09489  
Size 22x44,5 cm