

# PHILIPS

## sonicare

(prima conosciuta come  
ProResults antiplacca)

C2 Optimal Plaque  
Defence

Pacco da 2

Misura standard

Ad aggancio

Associazione con modalità  
BrushSync

HX9022/10



## Aggressivo sulla placca. Delicato sulle gengive. Eccezionale rimozione della placca, tutti i giorni

La testina per spazzolino Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (prima conosciuta come ProResults antiplacca) è perfetta per coloro che desiderano rimuovere efficacemente la placca durante la loro igiene orale quotidiana.

### Per una cura eccezionale di denti e gengive

- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

### Tecnologia innovativa

- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali\*\*

### Design per prestazioni ottimali

- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina

## In evidenza

### Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre, la punta curva raggiunge anche i denti in fondo alla bocca.

### Sostituzione testine



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

### L'unica vera tecnologia sonora



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

### Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

### Associazione con modalità BrushSync™



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™\*\*. La testina Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™\*\*, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una pulizia eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

### Inserimento facile ad aggancio



La testina Optimal Plaque Defence si adatta perfettamente a tutti i manici Philips Sonicare, eccetto Philips One ed Essence. Basta agganciarla e sganciarla per una facile sostituzione e pulizia.

## Specifiche

### Accessori inclusi

Testine: 2 C2 Optimal Plaque Defence

### Compatibilità

**Sistema con testine:** Ad aggancio  
**Adatto per questi modelli:** Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

**Associazione con modalità BrushSync**

### Aspetto e rifiniture

**Consistenza rigida delle setole:** Media

**Colore:** Bianco

**Setole con avviso di sostituzione:** Il colore blu scompare progressivamente

**Misura:** Standard

### Qualità e prestazioni

**Sostituzione:** Ogni 3 mesi

**Testata:** per un uso ottimale

### Benefici

**Rimozione della placca:** Rimuove fino a 7 volte più placca\*



\* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

\*\* L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™