

Filtri

Multifiltro PY-AAF EAN 8057714280107



Lato A
CARBONI ATTIVI

Lato B
HEPA

Pulire i filtri ogni 60 giorni e sostituirli ogni 6/12 mesi. La sostituzione dei filtri dipende dal tipo di uso del dispositivo e dalle condizioni dell'ambiente in cui opera (ambienti con presenza di fumatori portano ad un abbattimento della durata dei filtri)

Dati tecnici PY-A215

Tecnologia di filtraggio

Prefiltro in alluminio
Filtro HEPA
Filtro a carbone attivo
Filtro catalizzatore
Filtro antibatterico
Ionizzatore
Efficienza batterica
Particolato CADR
Particolato CCM
Controllo dispositivo
Display
Velocità della ventola
Rumorosità dB (A)

Potenza massima (W)
Dimensioni
Peso netto / lordo
Dimensioni scatola

4 Levels
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes (50 millions/cm³)
99,81%
214,7 m³/h
P1
Control Knob
4 Led
3 speed levels
from 18,6 (Fan 1)
to 45,5 (Fan 3)
40,6 Max
325 x 172 x 510mm
6,0kg / 6,5kg
394 x 248 x 638mm



Contenuto della confezione:
Dispositivo, Filtri, Manualistica

Distribuito da:



ATL S.r.l.
Via Camillo Chiesa, 21
20010 Pogliano M.se (MI) - Italy
Tel. (+39) 02.86897001
www.atl-italy.it
info@atl-italy.it



I.A.C.E.R. S.r.l.
Via S. Pertini, 24/A
30030 Martellago (VE) - Italy
Tel. (+39) 041.5401356
www.itechmedicaldivision.com
iacer@iacer.it

Air Purifier 4 in 1
Cod. **PY-A215**
Ean **8057714280022**